



Be Right™



Addista Einzelstandard für Chlor Küvetten-Test LCK310

Artikel-Nr.: LCA310
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Kontrollstandardsystem zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), für Chlor Küvetten-Test

Technische Daten

Bemerkungen:	Die Konzentration des Standards liegt zwischen 25-30 mg/l Cl ₂ (produktionstechnische Schwankungen). Der genaue Wert ist dem jeweils beiliegenden Test-Zertifikat zu entnehmen.
Beschreibung:	Mono Standardlösung für freies Chlor
Konzentration:	25 – 30 mg/L Cl ₂
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Parameter:	Chlor
Plattform:	LCA