



Be Right™



## Addista Einzelstandard für BSB Küvetten-Test LCK555

Artikel-Nr.:

LCA555

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Kontrollstandardsystem zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), für BSB Küvetten-Test

---

### Technische Daten

Beschreibung:	Einzelstandardlösung
Konzentration:	200 mg/L O <sub>2</sub>
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Parameter:	BSB
Plattform:	LCA