



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.:	LCA700
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

- LCK304 Ammonium, 0,015-2,0 mg/L $\text{NH}_4\text{-N}$
- LCK311 Chlorid, 1-70 mg/L Cl
- LCK228 Kalium, 5-50 mg/L K
- LCK328 Kalium, 8-50 mg/L K
- LCK348 Phosphat (ortho), 0,5-5,0 mg/L $\text{PO}_4\text{-P}$
- LCK414 / LCK1414 CSB, 5-60 mg/L O_2
- LCK238 Laton, 5-40 mg/L TN_b

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranks Lagerung)
Plattform:	LCA