



Be Right™



## Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.: LCA701  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK306 Blei, 0,1-2,0 mg/L Pb

<TableBullet/>LCK321 Eisen, 0,2-6,0 mg/L Fe

<TableBullet/>LCK329 Kupfer, 0,1-8,0 mg/L Cu

<TableBullet/>LCK337 Nickel, 0,1-6,0 mg/L Ni

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO<sub>4</sub>

<TableBullet/>LCK360 Zink, 0,2-6,0 mg/L Zn

---

### Technische Daten

Beschreibung: Multiparameter Standardlösung  
Lagerbedingungen: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)  
Plattform: LCA