



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.: LCA702
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK301 Aluminium, 0,02-0,5 mg/L Al

<TableBullet/>LCK308 Cadmium, 0,02-0,3 mg/L Cd

<TableBullet/>LCK313 Chrom (VI), 0,03-1,0 mg/L Cr

<TableBullet/>LCK313 Chrom (gesamt), 0,03-1,0 mg/L Cr

<TableBullet/>LCK353 Sulfat, 150-900 mg/L SO₄

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Plattform:	LCA