



Be Right™



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.: LCA706
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Tests

<TableBullet/>LCK521 Eisen Spur, 0,01-1,0 mg/L Fe

<TableBullet/>LCK529 Kupfer Spur, 0,01-1,0 mg/L Cu

<TableBullet/>LCK537 Nickel Spur, 0,05-1,0 mg/L Ni

<TableBullet/>LCW032 Mangan, 0,02-5,0 mg/L Mn

Technische Daten

Beschreibung: Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Plattform: LCA