



Addista Multiparameter Standardlösung

Artikel-Nr.:	LCA707
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

System zur Analytischen Qualitätssicherung (AQS), bestehend aus einer kombinierten Standard-/Aufstocklösung und zwei Ringversuchslösungen.

Einsetzbar für die Küvetten-Tests

<TableBullet/>LCK341 Nitrit, 0,015-0,6 mg/L NO₂-N

<TableBullet/>LCK614 CSB, 50-300 mg/L O₂

<TableBullet/>LCK348 Phosphat (gesamt), 0,5-5,0 mg/L PO₄-P

Technische Daten

Beschreibung:	Multiparameter Standardlösung
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranks Lagerung)
Plattform:	LCA