



Photometrische Jodprobe (MEBAK) Küvetten-Test, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK240

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Für Jodwerte > 0,2

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Beschreibung:	analog MEBAK-Methode
Gemäß Standard-Methode:	MEBAK II
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	Jodwert > 0,2
Messgerät:	DR6000
Methode:	MEBAK Methode
Parameter:	Photometrische Jodprobe (MEBAK)
Plattform:	LCK