



Be Right™



## Blei Küvetten-Test 0,1-2,0 mg/L Pb, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK306

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



### LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

**Präzise und zuverlässige Messergebnisse**

**Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender**

**Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien**

**Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer**

**Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen**

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Bemerkungen:	Für die Bestimmung von Blei gesamt muss die Probe vorher mit dem CRACK SET LCW902 aufgeschlossen werden.
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	PAR
Parameter:	Blei
Plattform:	LCK