



Cadmium Küvetten-Test 0,02-0,3 mg/L Cd, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK308

CHF Preis:
Verfügbar

Kontakt

Gefahrstoffe



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Bemerkungen:	Höhere Calcium- und/oder Magnesiumkonzentrationen müssen vor der Analyse mit dem Calcium-Trenn-Set LCW 903 entfernt werden. Für die Bestimmung von Cadmium gesamt muss die Probe vorher mit dem CRACK SET LCW902 aufgeschlossen werden.
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Messbereich:	0,02 - 0,3 mg/L Cd
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Cadion
Parameter:	Cadmium
Plattform:	LCK