



Be Right™



## Phenole Küvetten-Test 0,05-5,0 mg/L, 24 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK345

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



### LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

**Präzise und zuverlässige Messergebnisse**

**Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender**

**Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien**

**Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer**

**Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen**

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24 (Test enthält eine Nulllösung)
EPA konform:	N/A
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0.05 - 5 mg/L Phenol
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	4-Nitroanillin
Parameter:	Phenole
Plattform:	LCK