



Be Right™



## Silber Küvetten-Test 0,04-0,8 mg/L Ag, 24 Bestimmungen, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK354

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



### LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

**Präzise und zuverlässige Messergebnisse**

**Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender**

**Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien**

**Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer**

**Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen**

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
EPA konform:	N/A
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,04 - 0,8 mg/L Ag
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Hach Methode
Parameter:	Silber
Plattform:	LCK