



Silber Küvetten-Test 5-2500 mg/L Ag, 25 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK355

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



LCK Küvetten-Tests: Minimale Reagenzienmenge, maximale Sicherheit.

Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfaches Handling. Umweltschonend durch Minimierung der Reagenzienmengen.

Präzise und zuverlässige Messergebnisse

Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender

Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien

Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer

Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Beschreibung:	Zwei Messbereiche: (I) 5-400 mg/L Ag, (II) 400-2500 mg/L Ag
EPA konform:	N/A
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Messbereich:	5 - 400 mg/L Ag
Messbereich (2):	400 - 2500 mg/L Ag (II)
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Hach Methode
Parameter:	Silber
Plattform:	LCK