



Be Right™



AOX Küvetten-Test 0,05-3,0 mg/L, 24 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

LCK390.00

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Bestimmung von adsorbierbaren organischen Halogenen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24
Aufschluss erforderlich:	ja
Beschreibung:	Adsorbierbare organische Halogene
EPA konform:	N/A
Gemäß Standard-Methode:	DIN EN ISO 9562
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Messbereich:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR1900
Methode:	Aufschluss + Eisen III Thiocyanat
Parameter:	AOX
Plattform:	LCK