



Be Right™



## Kieselsäure Pipettier-Test 0,8-100 mg/L SiO<sub>2</sub>

Artikel-Nr.:

LCS028

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Oder 0,4-50 mg/L Si

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Bemerkungen:	Rundküvette LCW906 erforderlich
Beschreibung:	Pipettier-Test für Kieselsäure/Silicium hoher Messbereich
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,8 - 100 mg/L SiO <sub>2</sub>
Messbereich (2):	0,4 - 50 mg/L Si
Methode:	Molybdänblau
Parameter:	Kieselsäure
Probevolumen:	5 mL
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	HR, 50 tests

---

### Erforderliches Zubehör

- Rundküvetten mit Gummistopfen, 13 mm (25 St.) (Item LCW906)