



Be Right™



Formaldehyd Spur Küvetten-Test 0,01 - 1,0 mg/L H₂CO

Artikel-Nr.: LCS325
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	24 (Test enthält eine Nulllösung)
Aufschluss erforderlich:	Ja
Bemerkungen:	Für die photometrische Auswertung werden 50 mm Halbmicro-Rechteckküvetten benötigt.
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	0,01 - 1,0 mg/L H ₂ CO
Messgerät:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Methode:	Acetylaceton
Parameter:	Formaldehyd (Spur)
Plattform:	LCK