



Be Right™



## Mangan Pipettiertest 0,2-5,0 mg/L / 0,02-1,0 mg/L Mn

Artikel-Nr.:

LCW032

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar

Gefahrstoffe



Mangan Pipettiertest 0,2-5,0 mg/L Mn (Rundküvette oder 10 mm Rechteckküvette) / 0,02-1,0 mg/L Mn (50 mm Rechteckküvette)

Für die Bestimmung von Mangan nach der Formaldoxim-Methode.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Lagerbedingungen:	2 °C - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Messbereich:	0,2 - 5 mg/L Mn (Rundküvette oder 10 mm Rechteckküvette)
Messbereich (2):	0.02 - 1 mg/L Mn (50 mm Rechteckküvette)
Methode:	Formaldoxim
Parameter:	Mangan