



Be Right™



## Sulfid Pipettier-Test 0,1-2,0 mg/L S<sup>2-</sup>

Artikel-Nr.:

LCW053

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Für die Bestimmung von Sulfid nach der Dimethyl-p-phenylendiamin-Methode.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	35
Lagerbedingungen:	15 °C - 25 °C
Messbereich:	0,1 - 2,0 mg/L S <sup>2-</sup>
Methode:	Dimethyl-p-phenylendiamin
Parameter:	Sulfid