



Be Right™



## Screening-Test für organische Komplexbildner

Artikel-Nr.:

LCW907

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Schnelles Screening für eine sichere Schwermetallanalytik: Sind organische Komplexbildner vorhanden, muss die Probe vor der Bestimmung aufgeschlossen werden.

---

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Beschreibung:	Screening-Test für visuelle oder photometrische Auswertung
Lagerbedingungen:	15 - 25 °C
Messbereich:	3 - 20 NTA
Methode:	Entfärbung
Parameter:	Organische Komplexbildner