



Be Right™



## LOC100 RFID-Set zur Probenidentifikation

Artikel-Nr.: LQV156.99.10011

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Das Set besteht aus: 1 RFID-Locator LOC100, 15 Proben RFID-Tags, 5 Probenort RFID-Tags und 2 Anwender RFID-Tags.

Für zuverlässige, anerkannte Ergebnisse müssen Proben in der Wasseranalytik eindeutig gekennzeichnet und identifizierbar sein. Voraussetzung für diese Rückführbarkeit ist konsistentes Erfassen und Dokumentieren jedes einzelnen Schrittes in der Analysenkette. Hier kommt RFID (Radio Frequency Identifikation) ins Spiel: RFID ist die Schlüsseltechnologie für die erleichterte Identifikation von System-Modulen. Jede Probe erhält ihre eigene RFID-Kennung und alle relevanten Daten werden gespeichert und anschließend ins Photometer übertragen. Der gesamte Prozess wird so dokumentiert und ist jederzeit rückführbar.

---

### Technische Daten

Gewährleistung: 24 Monate