



Be Right™



## Probenahmesonde (10 m) für Sigmatax 2

Artikel-Nr.: LXV231  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb 1 Woche

Versorgt die Phosphax sigma und TOCTAX Prozess-Photometer mit ultraschallhomogenisierter Originalprobe für die Bestimmung von Gesamt-Phosphor und TOC. Betrieb nur mit Steuereinheit möglich.

---

### Technische Daten

Betriebsbedingungen:	5 - 30 °C Sample
Betriebstemperaturbereich:	-20
Durchmesser:	184 mm Sonde
Energieverbrauch:	250 VA
Förderhöhe:	Max. 7 m
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	7,5 kg Sonde mit 10 m Schlauch
Inhalt:	Nur Probenahmegerät, erfordert Sigmatax 2 Steuergerät
Länge:	404 mm Sonde
Länge Schlauchleitung:	10 m

---

### Inhalt

Nur Probenahmegerät, erfordert Sigmatax 2 Steuergerät

---

### Erforderliches Zubehör

- Sigmatax 2 Steuereinheit Probennahme und Ultraschall-Homogenisierung (Item LXV215)