



Be Right™



Menthol im Destillat Küvetten-Test 0,5-15 mg Menthol/100 mL

Artikel-Nr.:

LYW185

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Verfügbar



Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Lagerbedingungen:	2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Messbereich:	0.5 - 15 mg/100 mL Menthol
Methode:	p-Dimethylaminobenzaldehyd
Parameter:	Menthol
Plattform:	LCK