



Be Right™



Halterung für LDO-Sonde, Bypassversion, PVC Behälter mit 90 mm ø

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | LZH052 |
| CHF Preis: | Kontakt |
| Verfügbar | |

Bestehend aus:

PVC Rohrkonstruktion (Durchmesser 90 mm)

L = 850 mm, B = 290 mm, T = 330 mm

2 PVC Wandbefestigungsschellen

Schlauchtüllenanschluss (unten) 16 - 18 mm

Schlauchtüllenanschluss (seitlich) 20 - 22 mm

System kann unter Druck (5 bar) oder im drucklosen Betrieb (druckloser Ablauf) eingesetzt werden.