



Be Right™



Universelle pH-Elektrode, 10 m fest montiertes Kabel

Artikel-Nr.: LZX472
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Geeignet für pH-Messungen in Abwasserreinigungsanlagen. Ohne eingebautes Thermoelement.

Technische Daten

Anwendung:	Wastewater
Betriebsbedingungen:	0 - 80 °C
Diaphragma:	Doppel-Ring-Diaphragma, porösem PTFE
Druckbereich:	3,5 bar
Eintauchtiefe:	105 mm
Elektroden-Anschluss:	Festes Kabel
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	10 m fest montiertem Kabel
Länge:	140 mm
Messbereich:	0 - 14 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Referenzelektrode:	Ag/AgCl
Temperatur-Sensor:	None