



Be Right™



## PHPULPPt100 pH-Glaselektrode mit 5 m fest montiertem Kabel

Artikel-Nr.: LZX475  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

mit integriertem Temperatur-Sensor (Pt100)

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Passend für die Benutzung mit 22 mm Inline-Armatur
Betriebsbedingungen:	-5 - 40 °C
Diaphragma:	Ring-Diaphragma, porös, PTFE, doppelt
Druckbereich:	10 bar bei 25 °C
Elektrolyt:	Außen: EPH-Gel, innen: Standard-Gel KCl/AgCl
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	5 m fest montiertes Kabel
Länge:	300 mm Schaft
Material:	Edelstahl
Messbereich:	0 - 14 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Temperatur-Sensor:	PT100