



Be Right™



pHRETPT100 pH-Sensor, 12 mm, zurückziehbar

Artikel-Nr.: LZX477
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Der pH-Sensor ist mit 10 m Kabel und integriertem Pt100 Thermofühler ausgestattet. Er wird für Druckleitungen benutzt.

Technische Daten

Betriebsbedingungen:	-5 - 135 °C
Diaphragma:	Poröses PTFE, Doppel-Ring-Diaphragma
Druckbereich:	15 bar
Eintauchtiefe:	205 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ -Gel, für hohe Temperaturen geeignet
Gewährleistung:	6 Monate
Kabellänge:	10 m fest montiertes Kabel
Länge:	225 mm
Material:	Edelstahl
Messbereich:	0 - 14 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Temperatur-Sensor:	PT100