



Be Right™



12 mm pH-Elektrode, Länge: 225 mm, S8-Anschluss, PRO225RC

Artikel-Nr.: LZX596

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

pH-Elektrode mit großem Messbereich, geeignet für hohe Temperaturen oder Hochdruckanwendungen ohne integriertes Temperaturelement. Sterilisierbar für Sanitäranwendungen.

Technische Daten

Anwendung:	Wastewater
Bemerkungen:	Sterilisierbar
Betriebsbedingungen:	-5 - 135 °C
Druckbereich:	34 bar
Durchmesser:	12 mm
Eintauchtiefe:	210 mm
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	S8-Anschluss
Länge:	225 mm
Material:	Sensor: Glas
Messbereich:	pH-Wert von 0 bis 14
Reference system:	Doppelt, Ag/AgCl und KNO ₃ , Gel
Referenzelektrode:	Ag/AgCl
Sensor-Anschluss:	Pg 13,5
Temperatur-Sensor:	None