



Be Right™



Ersatz-pH-Elektrode für digitalen 1200-S sc pH-Sensor

Artikel-Nr.: LZX889
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 3 Tagen

Technische Daten

Ansprechzeit:	< 15 s
Bemerkungen:	Nur anwendbar in Verbindung mit 1200-S sc pH-Sensor
Durchmesser:	12 mm
Empfindlichkeit:	± 0,5 %
Genauigkeit:	± 0,02 pH
Gewährleistung:	6 Monate
Kabelverbindung:	S7-Steckverbindung
Material:	Glas (allgemeine Anwendung)
Wiederholbarkeit:	± 0.5 %