



Be Right™



Ketten-Befestigungssatz PVC für elektrochemische Sensoren (1" NPT)

Artikel-Nr.: LZX914.99.12200

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Technische Daten

Anschlussgewinde:	1 " Innengewinde
Bemerkungen:	for the installation in tanks and open channels
Länge:	600 mm
Material:	CPVC
Prozessanschluss:	Halterung aus Edelstahl für die Installation am Geländer (max. Durchmesser 2") oder an Betonwand