



Rohr, Kappe und Sensor-Adapter für elektrochemische Sensoren

Artikel-Nr.: **LZX914.99.21200**
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigung für elektrochemische Sensoren, Edelstahl-Armatur für Kettenhalterung, 1" NPT

Technische Daten

Anschlussgewinde:	1 " Innengewinde
Bemerkungen:	Composed of: 0.6 m pole, LZY290 (1" screw cap), LZY003 (1" sensor adapter), LZX864 (grommet)
Durchmesser:	34 mm
Länge:	600 mm
Material:	Edelstahl 1.4571