




Be Right™



Schwimmkugel-Befestigungsset, PVC, für LDO Sauerstoff-Sensor

Artikel-Nr.: LZX914.99.42100

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- LZX914.99.42200

Befestigungszubehör zur einfachen Installation des Sensor am Beckenrand (Geländer oder Wand). Stange mit Schwimmkugel, dreh- und schwenkbare Halterung, Onsite-Nutzung bei variierenden Wasserständen.

Technische Daten

Bemerkungen:	Zusammensetzung: Stangen-Set (2,3 m Rohr, Schraubkappe, etc.) dreh- und schwenkbare Halterung (276G1200)
Besondere Hinweise:	Für die Verwendung im Becken oder offenen Kanälen mit variierenden Wasserständen
Durchmesser:	48 mm
Länge:	2300 mm Eintauchtiefe justierbar
Material:	PVC
Prozessanschluss:	CPVC-Halterung und Edelstahl-Befestigung für die Installation am Geländer (max. Durchmesser 2") oder an Betonwand