



Be Right™



## pH-Sensor ohne integrierten Temperatur-Sensor

Artikel-Nr.: LZY023  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

pH-Einstabmesskette mit Pg13.5 Schraub-Steck-Befestigung, Einbaulage 120 mm, Polymer-Elektrolyt, nicht nachfüllbarem KPG-Diaphragma; Druckgasrichtlinie für Gas 1/Flüssig 1 Art. 3.3 Sep

### Technische Daten

Ansprechzeit:	< 30 s
Betriebsbedingungen:	0 - 100 °C
Diaphragma:	Ringspalt
Druckbereich:	10 bar
Elektrolyt:	Polymer mit sichtbarem KCl-Vorrat
Gewährleistung:	6 Monate
Gewicht:	0,15 kg
Kabelverbindung:	S7-Anschlussstecker
Länge:	120 mm
Messbereich:	2 - 13 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Temperatur-Sensor:	None