



Be Right™



Retractable, standard

Artikel-Nr.: LZY236

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Wechselarmatur für 1 Elektrode, Edelstahl 1.4571, 6 bar bei 130 °C

Technische Daten

Anschlussgewinde:	G 1.25 " internal thread (hasp)
Bemerkungen:	Chemical industry, waste water treatment, food industry, biotechnology, plant engineering, tanks and process containers, pipelines or pipes
Betriebsbedingungen:	0 - 90 °C
Druckbereich:	0 - 4 bar
Durchmesser:	80 mm
Elektroden-Typ:	12 mm
Elektroden-gewinde:	Pg 13.5 thread
Gewicht:	2,5 kg
Länge:	293 mm
Länge (Elektrode):	120 mm
Material:	Fitting: Stainless steel 1.4571