



Be Right™



## Beckenrandbefestigung Redox mit Tauchrohr (Edelstahl), 2 m , inkl. Schwenkhalterung

Artikel-Nr.: LZY714.99.21720

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Beckenrandbefestigung mit Edelstahl-Tauchrohr für 1" NPT Redox-Sonde. Inklusive Schwenkhalterung und 2 m Edelstahl-Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.20001) und pH/ORP (LXV427.99.20001).

### Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 4,9 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile:  Rohr Edelstahl 1.4301;  Sondenadapter PVC;  Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT Redox-Sonden.