



Be Right™



Beckenrandbefestigung O2 Schwenkhalt., 1" NPT, Nirostahl Rohr 2m

Artikel-Nr.: LZY714.99.21820

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigung mit Edelstahl-Tauchrohr für 1" NPT DO-Sonden. Inklusive Schwenkhalterung und 2 m Edelstahl-Rohr. Passend für alle LDO sc Sonden (LXV416.99.20xx1).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 4.9 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT DO-Sonden.