



Beckenrandbefestigung LF, Wandbefest. 24cm + PVC Rohr, 2m

Artikel-Nr.: **LZY714.99.22410**

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb 1 Woche

PVC pole mounting hardware for 1" NPT conductivity sensor including 24 cm SS bracket and 2 m PVC pole. Suitable for 3798-S sc digital inductive conductivity sensor (LXV428.99.00001)

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 2.5 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr PVC; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT Leitfähigkeitssonden.