



Be Right™



Beckenrandbefestigung O2 mit Tauchrohr (PVC), 2 m, inkl. Wandhalterung, 10 cm Schelle

Artikel-Nr.: LZY714.99.23810
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigung mit PVC Tauchrohr für 1" NPT DO-Sonde. Inklusive Wandhalterung, 10 cm Schelle und 2 m PVC Rohr. Passend für alle LDO sc Sonden (LXV416.99.20xx1).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 2.5 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr PVC; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT DO-Sonden.