



## Beckenrandbefestigung pH mit Tauchrohr (PVC), 2 m, inkl. Wandhalterung, 10 cm Schelle

Artikel-Nr.: **LZY714.99.23910**

CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

Beckenrandbefestigung mit PVC Tauchrohr für 1" NPT pH-Sonde. Inklusive Wandhalterung, 10 cm Schelle und 2 m PVC Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.10001) und pH-D-S (LXV427.99.10001).

---

### Technische Daten

|              |                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser: | 40 mm                                                                                            |
| Gewicht:     | Nur tragende Teile: 2.5 kg                                                                       |
| Länge:       | Rohr: 2000 mm                                                                                    |
| Material:    | Medienberührende Teile:<br><br>Rohr PVC;<br><br>Sondenadapter PVC;<br><br>Schraubenset Edelstahl |
| Messgerät:   | Geeignet für alle 1" NPT pH-Sonden.                                                              |