



Beckenrandbefestigung pH mit Tauchrohr (Edelstahl), 2 m, inkl. Wandhalterung, 10 cm Schelle

Artikel-Nr.: LZY714.99.23920

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Beckenrandbefestigung mit Edelstahl-Tauchrohr für 1" NPT pH-Sonde. Inklusive Wandhalterung, 10 cm Schelle und 2 m Edelstahl-Rohr. Passend u. a. für Sonden 1200-S sc (LXV426.99.10001) und pH-D-S (LXV427.99.10001).

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur tragende Teile: 4.9 kg
Länge:	Rohr: 2000 mm
Material:	Medienberührende Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Sondenadapter PVC; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	Geeignet für alle 1" NPT pH-Sonden.