




Be Right™



## FILTRAX Beckenrandbefestigung, Wandbefest. 24cm + Rohr m. Loch, 2m

Artikel-Nr.: LZY714.99.42050  
CHF Preis: Kontakt  
Verfügbar

---

### Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur nichttragende Teile: 5,5 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm
Material:	Medienberührte Teile:  Rohr Edelstahl 1.4301;  Dichtungen EPDM;  Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	FILTRAX, SIGMATA X
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung