



Filtrax Befestigung, Wandbefest. 10 cm + Edelstahl Rohr 2 m

Artikel-Nr.: LZY714.99.43020

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb 1 Woche

Technische Daten

Durchmesser:	40 mm
Gewicht:	Nur nichttragende Teile: 5,5 kg
Länge:	Gesamt-Länge: 2000 mm
Material:	Medienberührte Teile: Rohr Edelstahl 1.4301; Dichtungen EPDM; Schraubenset Edelstahl
Messgerät:	FILTERPROBE sc, FILTRAX, SIGMATAX
Sprachen Bedienungsanleitung:	Non-verbale Montageanleitung