



**Be Right™**



## **Einweg-Becher für pH-Elektroden-Kalibrierung, blau, 30 mL, PP, 80 Stück**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>SM5013</b>
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Farbige 30 mL Kunststoffbecher mit Skalierung. Becherfarbe und Puffer-Farbcodierung sind aufeinander abgestimmt, um Verwechslungen auszuschließen. Wirtschaftlich, da während der Kalibrierungsschritte die Verwendung der optimalen Puffermenge gewährleistet ist und ein übermäßiger Verbrauch an Puffer verhindert wird. Sicher, da durch den Einmalgebrauch eine Kontamination verhindert wird.