



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Kartuschen mit vormontierten Membranen Typ 2935A für Sauerstoffsensoren A1100, GA2400 und GA2800 EX

Artikel-Nr.: 2935A-A

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Enthält O-Ringe, Baumwollfilter und Reinigungswerkzeug.

Technische Daten

Kompatible Geräte: A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors

Membran: Membranen Typ 2935A