



Be Right™



Ersatzkit mit 4 vorgefüllten Kartuschen mit vormontierten Membranen 2952A für Sauerstoffsensoren A1100, GA2400 und GA2800 EX

Artikel-Nr.: 2952A-A

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Enthält O-Ringe, Baumwollfilter und Reinigungswerkzeug.

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Anwendung: | Korrosionskontrolle; Inline-Messung in der Getränkebranche; entgastes Wasser |
| Kompatible Geräte: | A1100, GA2400 & GA2800 EX oxygen sensors |
| Material: | Membran: ETFE |
| Membran: | 2952A membranes |