



Be Right™



Maintenance kit, 2956A & 29026A

Artikel-Nr.: 32713

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 32713A

Wartungskit für elektrochemische Sauerstoffsensoren. Umfasst Membranen 2956A, Elektrolyt 2959GP, Maske 29026A, Membranhaltering 29229.01 und Tools für die Sensorwartung.

Technische Daten

Lagerbedingungen:	Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern
Messgerät:	Hach Orbisphere 311xx O ₂ -Sensor
Parameter:	O ₂