



**Be Right™**



## **Phosphat 2-Reagenz-Pulverkissen, 100 Stück**

**Artikel-Nr.: 106199**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

---

Zur Bestimmung von Phosphat mittels StannaVer Methode. Zur Verwendung mit dem Test-Kit für Phosphor und Orthophosphat (reaktiv), Modell PO-14 (Artikel-Nr. 147500)

### **Technische Daten**

Plattform: Pulverkissen