



Kaliumiodid-Ersatzampulle für Swiftest Dosierer

Artikel-Nr.: 107760

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Kaliumiodid-Ersatzampulle für Swiftest Reagenz-Dosierer. Zur Verwendung mit dem amperometrischen Titrator Autocat 9000 für die Bestimmung von Gesamt-Chlor. Ungefähr 300 Bestimmungen.

Technische Daten

Messbereich:	0.0051 - 5.000 mg/L Cl ₂
Messbereich (2):	0.0012 - 5.000 mg/L Cl ₂
Messgerät:	Autocat 9000
Methode:	Amperometrische Titration
Methode (Nummer):	10025
Methode (Nummer) :	8168
Plattform:	Swiftest