



Polypropylen-Becher, niedrige Form, 50 mL

Artikel-Nr.: 108041
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Griffin-Becher (flache Form) von Nalgene sind der Industriestandard für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Bei Größen von \geq 250 mL mit hochwertiger Siebdruckskala. Abgerundete Kanten und ein geformter Ausgießer sorgen dafür, dass keine Flüssigkeit verschüttet wird. Autoklavierbar, nicht giftig und biologisch inert. Volumen und Abstufungen sind Näherungswerte.

Technische Daten

Durchmesser: 51,1 mm mit Auslauf

Einheiten: jeweils

Gehäusematerial: Polypropylen

Kapazität: 50 mL

Material: Polypropylen

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils