



Be Right™



Becher, Polypropylen, niedrige Form, 600 mL

Artikel-Nr.: 108052

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Griffin-Becher, flache Form. Für allgemeine Laboranwendungen. Nicht giftig, nicht kontaminierend und biologisch inert. Autoklavierbar. Kombiniert tropffreies Ausgießen, Haltbarkeit und Lichtdurchlässigkeit. Ungefähre Volumenskalen bei kleinen Größen eingegossen. Größen ab 250 mL sind mit Siebdruckskalen und doppeltem Auslauf für einfacheres Ausgießen ausgestattet. Nalgene.

Technische Daten

Durchmesser:	110,7 mm mit Auslauf
Einheiten:	jeweils
Kapazität:	600 mL
Material:	Polypropylen, niedrige Form
Messgerät:	Alle außer DR/4000, PC II
Methode (Nummer):	8006