



Be Right™



Analysetrichter, ca. 65 mL Volumen

Artikel-Nr.: 108367

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Der Standardtrichter mit langem Stiel entspricht den Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen. Rippen verhindern den „Lufteinschluss“, der häufig beim Umfüllen und Filtrieren auftritt. Eine tiefe kegelförmige 58-Grad-Neigung sorgt für einen schnellen und einfachen Durchfluss von Flüssigkeiten oder kleinen Feststoffen. Durch Polypropylen ist dieser Trichter widerstandsfähig gegen Chemikalien und für die Sterilisation vollständig autoklavierbar.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils